



Qualification d'étuves et de frigos.

Présentation

Cartographie

- Enceintes thermiques (Chaudes et froides)
- Boucles d'eau en phase de stérilisation
- Stations de décontamination
- Cycles d'autoclaves
- Humidité



Informations techniques

Matériel étalonné

- Thermomètre
- Centrale d'acquisition (Kaye, Yokogawa)
- Sondes autonomes (Comark, Hygrolog)

Les étalons sont annuellement contrôlés par des organismes officiels.

Qualification et Validation

Pour l'ensemble de ces activités, nous réalisons différents **types de prestations**, à savoir :

- Réalisation des tests proprement dits
- Investigations et dépannage en cas de nécessité
- Réalisation de procédures et protocoles
- Suivi du travail réalisé par des sous-traitants